

PULPDENT®

INNOVATION DENTAIRE DEPUIS 1947

INSPIRÉ PAR LA NATURE

ADHESIFS



TOUS LES PRODUITS PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE SONT GARANTIS
SANS BPA, SANS BIS-GMA ET SANS BIS-DMA.

DENTASTIC™ UNO™ ET DUO™

ADHÉSIF UNIVERSEL PHOTOPOLYMÉRISABLE ET CATALYSEUR



Force d'adhésion
exceptionnelle

Hydrophile

Mono composant
5ème génération



DenTASTIC UNO est un adhésif photopolymérisable qui convient à toutes les surfaces dentaires et peut être employé dans de nombreuses utilisations: composites, résines chargées ou non, ciments résines.

DenTASTIC DUO est un catalyseur auto et photopolymérisant hydrophile pour DenTASTIC UNO. Utilisez DenTASTIC DUO pour les restaurations indirectes, les reconstructions, ou lorsqu'un traitement à polymérisation duale est indiqué.



1 Appliquer Etch-Rite sur la cavité pendant 15 secondes.



2 Rincer et laisser la dentine humide pour un collage facile.



3 Utiliser DenTASTIC UNO pour une application photopolymérisable, ou UNO et DUO pour des applications à polymérisation duale.



4 Photopolymériser pendant seulement 15 secondes.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES : RÉSISTANCE

DenTASTIC UNO
One-Step
Prime & Bond 2.1

34.2 MPa
32.6 MPa
31.8 MPa

Tests effectués au Département de la Dentisterie Restauratrice, Université du Texas Health Science Center à San Antonio.
One-Step et Prime & Bond 2.1 sont des marques de Bisco, Inc. et Dentsply International Inc.

	UNO-R	Flacon de UNO de 6 ml
	DUO	Flacon de DUO de 3 ml